

产品特性



- ◆ BIO-GENER 的 ilcePan 冰盘为食品级无毒无味材料制作而成，可以完全替代传统的冰盘。
- ◆ 本产品具有无气味、密度高、绝缘性能优异，良好的惰性等特点，在生物医学工程上广泛应用，例如医药和试剂、化学、液体、易发生反应的化学品的输送装置使用。
- ◆ 本产品弹性好且坚固、不变形、防水、防漏、不结水珠、可堆叠，不易碎，重量轻，产品底部的方块纹理，可防止在台面上打滑。
- ◆ 本产品适合于冰，干冰（-78℃），液态氮（-196℃），醇或盐水溶液，具有抗化学腐蚀性，并且不会发生反应。
- ◆ 温度范围：-196℃到+60℃，保冷性能和保暖性能好、持久性超强。
- ◆ 本产品也是铝合金 PCR 管架、离心管架、冰存管架、低温管架的重要辅助产品。

基本参数

订货号	型号	尺寸 (cm)	容量	重量	颜色
10300001	IP-1L	15.8L×15.8W×9.2H	1 升	160g	橙色

注：20 个一箱，外箱尺寸 (cm) 为 85L×34W×20H。

对比优势

ilcePan	传统 PE/PP 材料冰盘
	
无毒无味	有气味
弹性好且坚固、不变形、防水、防漏、不结水珠	无弹性，易变形
保冷性能和保暖性能好、持久性超强	保冷性能和保暖性能差、持久性短